


## LE DRAP BLANC

Matériel	Type de milieu étudié	Etres vivants récoltés
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Morceau de drap blanc ou dessous d'une ancienne nappe de cuisine claire</li> <li>- Bocaux de capture ou aspirateurs</li> <li>- Plantoir à bulbes</li> </ul>	Sol et litière sous des arbres mais aussi dans une pelouse	Faune du sol
Mise en œuvre du dispositif		Protocole d'utilisation
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Choisir le lieu de prospection de la faune du sol et/ou de sa litière.</li> <li>- Préparer le matériel de collecte des animaux : des bocaux transparents, des pinceaux fins pour les animaux minuscules.</li> <li>- Etaler le drap ou la toile.</li> </ul>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Ramasser une grosse poignée de litière de feuilles mortes (sous un arbre) ou de tiges et feuilles sèches (dans une pelouse non tondue)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etaler sur le drap ou la toile</li> <li>- Capturer les animaux qui s'échappent.</li> </ul> </li> <li>2- Enfoncer le plantoir dans le sol et prélever une « carotte » de sol               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etaler sur le drap ou la toile</li> <li>- Capturer les animaux qui s'échappent.</li> </ul> </li> </ol> <p>Utiliser à plusieurs endroits pour augmenter les chances de trouver des espèces nouvelles et différentes.</p> <p>Pour la litière, sélectionner un endroit où il y a une accumulation de feuilles mortes et/ou de débris de plantes.</p> <p>On peut se disposer en cercle autour du drap ou de la toile pour récolter les animaux.</p> <p><u>Bilan</u> : méthode simple au rendement plus ou moins efficace selon la qualité de la litière prélevée.</p> <p>Groupes observés : mille-pattes ; vers de terre ; cloportes ; collemboles ; scarabées minuscules ; ...</p>
		
<p style="font-size: small; color: blue;">Compost déposé sur un drap blanc pour la récolte de la petite faune G.G.</p>		